



Venteværelsesterminal

Tidsbesparing i elegant indpakning

Vores populære venteværelsesterminal er udviklet med henblik på at optimere sekretærens arbejdsgang for dermed at undgå unødige afbrydelser i en travl hverdag.

Patienten registrer sig via kortlæseren med sit sygesikringskort eller ved indtastning af sit cpr-nr. på touch skærmen. Oplysningerne overføres automatisk til journalsystemet, som markerer vedkommende som ankommet.

Alle Profdocs systemer er fuldt integreret med venteværelsesterminalen, og den nye kortlæser sikrer fuld aflæsning over for sygesikringen.

El forbrug

Venteværelsesterminalen er økonomisk i forbrug. Den er anbefalet af Elsparefonden og bruger kun omkring 20 W, når den kører.

Label printer

Som noget nyt kan venteværelsesterminalen nu leveres med en labelprinter. Denne gør det muligt for patienter selv at udskrive labels til urinprøveglas. Denne mulighed er en god ide til de klinikker, der behandler mange urinprøver eller bare ønsker en hurtig ekspedition af prøverne.



Installation og design

Venteværelsesterminalen leveres med følgende komponenter:

- 19" trykfølsom skærm m. indbygget computer
- Profort kortlæser (læser magnet og strejkode)
- Beslag til montering af kortlæser på skærmen
- Beslag til montering af terminalen på væggen
- Diverse skruer

Når vores tekniker kommer ud til klinikken for at installere venteværelsesterminalen, skal der være monteret strøm og netværk til terminalen. Ligeledes skal vægbeslaget være monteret, inden teknikeren ankommer.


Ønskes venteværelsesterminalen ikke monteret på væggen, kan der tilkøbes en gulvstander i flot design. Al tekst på skærmen kan individuelt tilpasses den enkelte klinik, og du har derfor selv mulighed for at bestemme hvilke meddelelser, dine patienter skal se, når de ankommer til klinikken.

Vores tekniker instruerer naturligvis klinikken personale i, hvordan systemet fungerer, og hvordan man ændrer i teksterne.

VVT standeren er udviklet til at stå frit i lokalet, uden frygt for at legende børn kan vælte standeren eller komme til skade på den.

Udover gulvstanderen har vi også designet en VVT stander, der kan hænge på væggen. Vægstanderen har samme brugervenlighed som gulvstanderen, og giver en øget tilgængelighed til patienter i kørestol samt forholdsvis lave personer.

Standeren er udført i lakeret stål og kan males i flere forskellige farver. Har klinikken et venteværelse indrettet i en speciel farve, kan standeren males til at matche det. Derudover er den yderst let at rengøre, da lakken er svær modtagelig for smuds og fedtede fingre.



Tekniske specifikationer

Venteværelsesterminalen er bygget på en top moderne platform. Vi har valgt den bedste hardware, så du ikke skal bekymre dig om nedbrud og dyre reparationer.

- 19" TFT Widescreen (WXGA+ / 1440 x 900)
- Touchpanel (berøringsfølsom skærm)
- Intel® Mobile Core™ 2 Duo processor, T6500 (2.1GHz)
- 4 GB DDR-II RAM
- 320 GB harddisk
- Intel® GMA X4500HD grafik
- 2M pixel webkamera indbygget
- Bluetooth indbygget
- Windows 7 Home Premium 64-bit

El forbrug		
On	Sleep	Standby
20,8 W	1,9 W	1,4 W



CompuGroup Medical
Haraldsvej 60
DK-8960 Randers
Denmark

Kontakt:

T: (+45) 7030 1340

F: (+45) 7030 1341

kontakt@compugroupmedical.dk